

# PARAFINA BLANCA

Con Vitamina E

*mebaline*

Parafina blanca. Hidratante. Para uso profesional.

La parafina debe ser aplicada por un profesional y la finalidad es aplicar calor a la zona del cuerpo a tratar. El producto debe calentarse en recipientes específicos y se aplicará según criterio del profesional. MODO DE EMPLEO: Sólo utilizar en recipientes que sean específicos para la fusión de parafinas. Aplicar el producto con un pincel o por inmersión en el caso de los pies o manos. Aplicar el producto manteniéndolo con la temperatura mínima posible del recipiente sin que el producto llegue a solidificar. PRECAUCIONES: No recomendado a menores de 3 años. Uso externo. No aplicar en los ojos, mucosas, cuero cabelludo o en zonas donde la piel no esté intacta. Se deberá tener especial precaución en la temperatura de aplicación, para evitar riesgo de molestias o quemaduras. Almacenar en un lugar fresco.

Parafina blanca. Hidratante. Para uso profesional.

A parafina deve ser aplicada por um profissional e a finalidade é aplicar calor na zona do corpo a tratar. O produto deve ser aquecido em aparelhos específicos e aplicar-se-á segundo o critério do profissional. MODO DE UTILIZAÇÃO: Utilizar apenas em aparelhos que sejam específicos para fusão de parafinas. Aplicar o produto com um pincel ou por imersão, no caso de pés e mãos. O produto deve ser aplicado à temperatura mínima que o aparelho permite, sem que o produto chegue a solidificar. PRECAUÇÕES: Não recomendado a menores de 3 anos. Uso externo. Não aplicar nos olhos, mucosas, couro cabeludo ou em zonas em que a pele não esteja sã. Deve-se ter atenção especial na temperatura de aplicação para evitar risco de lesões ou queimaduras. Armazenar em local fresco.

White Paraffin. Moisturizing. For professional use.

Paraffin should be applied by a professional and the intended use is warming the body part to be treated. The product should be heated in specific devices and it will be applied according to the professional. INSTRUCTIONS FOR USE: Use only in devices which are specific for paraffin fusion. Apply the product with a brush or by immersion, in case of feet and hands. The product should be applied at the minimum temperature allowed by the device, without letting solidify the product. PRECAUTIONS: Not recommended for children under 3 years. External use. Do not apply on eyes, mucous membranes, scalp or damaged skin. Pay special attention to the temperature while applying the product, to avoid risk of skin injuries or burns. Store in a fresh place.

INGREDIENTS: FULLY REFINED PARAFFIN WAX (PARAFFIN WAXES HIDROTREATED, SLACK WAXES HIDROTREATED), PARAFFINUM LIQUIDUM, CERA MICROCRISTALINA, TOCOPHERYL ACETATE.

Fabricado por:  
Laboratorios Ismar, S.L.  
Pl. Salelles, C/Mestre Cabanes,7  
08253 Sant Salvador de Guardiola (Spain)  
Distribuido por:  
Bastos Medical, S.L.

   
755-220 1000g. e



# PARAFINA MENTOLADA

Con Vitamina E

*mebaline*

Parafina mentolada. Hidratante. Para uso profesional.

La parafina debe ser aplicada por un profesional y la finalidad es aplicar calor a la zona del cuerpo a tratar. El producto debe calentarse en recipientes específicos y se aplicará según criterio del profesional. MODO DE EMPLEO: Sólo utilizar en recipientes que sean específicos para la fusión de parafinas. Aplicar el producto con un pincel o por inmersión en el caso de los pies o manos. Aplicar el producto manteniéndolo con la temperatura mínima posible del recipiente sin que el producto llegue a solidificar. PRECAUCIONES: No recomendado a menores de 3 años. Uso externo. No aplicar en los ojos, mucosas, cuero cabelludo o en zonas donde la piel no esté intacta. Se deberá tener especial precaución en la temperatura de aplicación, para evitar riesgo de molestias o quemaduras. Almacenar en un lugar fresco.

Parafina mentolada. Hidratante. Para uso profissional.

A parafina deve ser aplicada por um profissional e a finalidade é aplicar calor na zona do corpo a tratar. O produto deve ser aquecido em aparelhos específicos e aplicar-se-á segundo o critério do profissional. MODO DE UTILIZAÇÃO: Utilizar apenas em aparelhos que sejam específicos para fusão de parafinas. Aplicar o produto com um pincel ou por imersão, no caso de pés e mãos. O produto deve ser aplicado à temperatura mínima que o aparelho permite, sem que o produto chegue a solidificar. PRECAUÇÕES: Não recomendado a menores de 3 anos. Uso externo. Não aplicar nos olhos, mucosas, couro cabeludo ou em zonas em que a pele não esteja sã. Deve-se ter atenção especial na temperatura de aplicação para evitar risco de lesões ou queimaduras. Armazenar em local fresco.

Mint Paraffin. Moisturizing. For professional use.

Paraffin should be applied by a professional and the intended use is warming the body part to be treated. The product should be heated in specific devices and it will be applied according to the professional.

INSTRUCTIONS FOR USE: Use only in devices which are specific for paraffin fusion. Apply the product with a brush or by immersion, in case of feet and hands. The product should be applied at the minimum temperature allowed by the device, without letting solidify the product. PRECAUTIONS: Not recommended for children under 3 years. External use. Do not apply on eyes, mucous membranes, scalp or damaged skin. Pay special attention to the temperature while applying the product, to avoid risk of skin injuries or burns. Store in a fresh place.

INGREDIENTS: FULLY REFINED PARAFFIN WAX (PARAFFIN WAXES HIDROTREATED, SLACK WAXES HIDROTREATED), PARAFFINUM LIQUIDUM, CERA MICROCRISTALINA, TOCOPHERYL ACETATE, PARFUM, C.I. 19140, 42090.

Fabricado por:  
Laboratorios Ismar, S.L.  
Pl. Salelles. C/Mestre Cabanes.7  
08253 Sant Salvador de Guardiola (Spain)  
Distribuido por:  
Bastos Medical, S.L.



755-225

1000g. e

